



Istruzioni / Instructions




Estrarre le ghiera dalla maschera.

Remove the rings from the face mask.




Posizionare il filtro sulla ghiera esterna della maschera SAFE BREATH (precedentemente sanificata).

Place the filter on the external ring of the SAFE BREATH mask (previously sanitized).



Posizionare sul filtro la ghiera interna di serraggio e ruotare la ghiera esterna in senso orario (chiusura a baionetta).

Place the inner tightening ring on the filter and turn external ring clockwise (bayonet lock).



Inserire nella maschera le due ghiera così unite tra loro.

Insert in the mask the two rings thus joined together.

SAFE BREATH è un progetto di TGroup Terenzi e Design Group Italia

SAFE BREATH is a TGroup Terenzi and Design Group Italia project




Per visionare istruzioni e VIDEO.
To view instructions and VIDEO.



SAFE BREATH

Filtri di ricarica per mascherina protettiva SAFE BREATH
Refill Filters for SAFE BREATH Protective Mask



Filtri di ricarica Safe Breath

Contenuto: filtri di ricarica

Il filtro è destinato ad essere utilizzato esclusivamente con il Dispositivo Medico SAFE BREATH, maschera certificata CE. Non è compatibile con altri prodotti. Ogni uso diverso da quello indicato è da considerarsi improprio.

Caratteristiche del filtro:

- filtro conforme alla norma tecnica EN 14683 classificato come Tipo IIR;
- BFE > 98%;
- Sostituire il filtro dopo ogni giornata di utilizzo (12h/c.a).

Come applicare/sostituire il filtro:

- Lavarsi e igienizzare accuratamente le mani;
- Estrarre il filtro dalla sua confezione;
- Estrarre le ghiera dalla maschera;
- Posizionare il filtro sulla ghiera esterna della maschera SAFE BREATH (precedentemente sanificata);
- Posizionare sul filtro la ghiera interna di serraggio e ruotare quella esterna in senso orario (chiusura a baionetta);
- Inserire nella maschera le due ghiera così unite tra loro;
- Buttare il filtro dopo averlo utilizzato, se possibile nell'apposito raccoglitore destinato allo smaltimento di materiale sanitario e comunque secondo le indicazioni del proprio comune;
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso;
- Lavarsi accuratamente le mani.

Per ulteriori informazioni consultare attentamente le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo medico SAFE BREATH.

Refill Filters Safe Breath

Contents: refill filters

The filter is intended for use only with the CE certified mask SAFE BREATH Medical Device. It is not compatible with other products. Any use other than that indicated is to be considered improper.

Filter Features:

- filter compliant with EN 14683 technical standard classified as Type IIR;
- BFE > 98%;
- Replace the filter after each day of use (12h/approx).

How to Apply/Replace the Filter:

- Wash and sanitize your hands thoroughly;
- Remove the filter from its packaging;
- Remove the rings from the face mask;
- Place the filter on the external ring of the SAFE BREATH mask (previously sanitized);
- Place the inner tightening ring on the filter and turn external ring clockwise (bayonet lock);
- Insert in the mask the two rings thus joined together;
- Discard the filter after use it, if possible in the appropriate collector for the disposal of sanitary material and in any case according to the indications of your municipality. Do not disperse in the environment after use;
- Wash your hands thoroughly.

For further information, carefully consult the instructions for use supplied with the SAFE BREATH medical device.